



Scheda tecnica REF 57.12.15

20.02.2026

Dati generali			
Codice	57.12.15	specolo divaricabile 45mm Ø 18mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826338640
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-260
Classe	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,041	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01
Codice CND	L11050301		
N° di repertorio	420514		
			
Medicon media	450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	45mm Ø 18mm	Rivestimento	Strato PVD artificiale di nitruro di titanio alluminio, ad es. forbici Magic Cut
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		