



Scheda tecnica REF 57.13.03

20.02.2026

Dati generali			
Codice	57.13.03	manica trocar65mm Ø 14mm Ti	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826079901
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-260
Classe	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,010	Istruzioni d'uso	G571201
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01
Codice CND	L11050301		
N° di repertorio	420547		
			
Medicon media	450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	65mm Ø 14mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		