



Scheda tecnica REF 57.13.04

25.08.2026

Dati generali			
Codice	57.13.04	manica trocar100mm Ø 14mm Ti	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826556204
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-260
Classe	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,010	Istruzioni d'uso	G571201
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01
Codice CND			
N° di repertorio			
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	100mm Ø 14mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		