




## Scheda tecnica REF 57.13.12

20.02.2026

Dati generali			
Codice	57.13.12	PEEK guaina p trocar 55mm Ø 11mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826453619
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-260
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,004	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01
Codice CND			
N° di repertorio			
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	55mm Ø 11mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	PEEK (Polyetheretherketon )		