






## Scheda tecnica REF 57.16.23

20.02.2026

Dati generali			
Codice	57.16.23	Kerrison rongeur smontabile in alto20cm 3mm 90°	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826080334
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-231
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso netto (kg)	0,235	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L090401		
N° di repertorio	207993		
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	20cm 3mm 90°	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		