





Scheda tecnica REF 57.16.64

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Codice | 57.16.64 | Kerrison rongeur smontabile in alto18cm 6mm 90° MC | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 35541 | GTIN | 04046826080549 |
| Classe di rischio | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 13-231 |
| Classe | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R003;06;ai;5X |
| Peso netto (kg) | 0,245 | Istruzioni d'uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | |
| Codice CND | L090401 | | |
| N° di repertorio | 208014 | | |
|   | | | |
| Medicon media | | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
| | | | |
| Misura | 18cm 6mm 90° | Rivestimento | Strato PVD artificiale di nitruro di titanio alluminio, ad es. forbici Magic Cut |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Vite | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |