





## Scheda tecnica REF 57.17.63

20.02.2026

| Dati generali   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Codice  | 57.17.63                                   | Kerrison rongeur smontabile in alto18cm 4mm 40° MC |  |
| Unità   | pz.  | Numero doganale                                    | 90189084   |
| GMDN  | 35541                                      | GTIN   | 04046826081010   |
| Classe di rischio   | 1r (EU MDR)                                | UMDNS-Code   | 13-231   |
| Classe  | 6 (EU MDR)                                 | Base UDI-DI  | 4046826;B;R003;06;ai;5X  |
| Peso netto (kg)   | 0,245                                      | Istruzioni d'uso                                   | GATDR00X   |
| Latex free  | si   | Istruzioni per la preparazione                     |  |
| Codice CND  | L0999                                      |  |  |
| N° di repertorio  | 208061                                     |  |  |
|   |  |  |  |
| Medicon media   |  |  |  |
| Immagine completa   |  | Immagine dettagliata                               |  |
|   |  |  |  |
| Misura  | 18cm 4mm 40°                               | Rivestimento                                       | Strato PVD artificiale di nitruro di titanio alluminio, ad es. forbici Magic Cut |
| <b>Condizioni di conservazione</b>  |  |  |  |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |  |  |  |
| <b>Materiali</b>  |  |  |  |
|   | <b>N° di materiale (Denominazione DIN)</b> |  |  |
| <b>Corpo</b>  | 1.4021 (X20Cr13)                           |  |  |
| <b>Vite</b>   | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                       |  |  |