





## Scheda tecnica REF 57.17.68

20.02.2026

Dati generali			
Codice	57.17.68	Kerrison rongeur smontabile in alto20cm 1mm 40° MC	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826081041
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-231
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso netto (kg)	0,265	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L0999		
N° di repertorio	208064		
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	20cm 1mm 40°	Rivestimento	Strato PVD artificiale di nitruro di titanio alluminio, ad es. forbici Magic Cut
<b>Condizioni di conservazione</b>			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
<b>Materiali</b>			
	<b>N° di materiale (Denominazione DIN)</b>		
<b>Corpo</b>	1.4021 (X20Cr13)		
<b>Vite</b>	1.4305 (X8CrNiS18-9)		