








## Scheda tecnica REF 57.23.63

20.02.2026

| Dati generali  |  |  |                         |
|--|--|--|-------------------------|
| Codice   | 57.23.63   | Caspar pinza per laminectomia retto fenestrata dentato 18.5cm 3x12mm |                         |
| Unità  | pz.  | Numero doganale  | 90189084                |
| GMDN   | 35541  | GTIN   | 04046826082499          |
| Classe di rischio  | 1r (EU MDR)  | UMDNS-Code   | 15-669                  |
| Classe   | 6 (EU MDR)   | Base UDI-DI  | 4046826;B;R003;06;ai;5X |
| Peso netto (kg)  | 0,060  | Istruzioni d'uso   | GATDR00X                |
| Latex free   | si   | Istruzioni per la preparazione                                       | MPK20-1                 |
| Codice CND   | L110601  |  |                         |
| N° di repertorio   | 337486   |  |                         |
|    |  |  |                         |
| Medicon media  | 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) |  |                         |
| Immagine completa  |  | Immagine dettagliata   |                         |
|    |  |  |                         |
| Misura   | 18.5cm 3x12mm  | Rivestimento   |                         |
| Condizioni di conservazione  |  |  |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione  |  |  |                         |
| Materiali  |  |  |                         |
|  | N° di materiale (Denominazione DIN)                              |  |                         |
| Corpo  | 1.4021 (X20Cr13)   |  |                         |
| Vite   | 1.4301 (X5CrNi18-10)   |  |                         |
| Altro  | 1.4310 (X10CrNi18-8)   |  |                         |