






Scheda tecnica REF 57.28.14A

20.02.2026

Dati generali			
Codice	57.28.14A	Kerrison DieBlauen rongeur in alto 20cm 4mm 40°	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826460426
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-231
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso netto (kg)	0,178	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK20-2
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	451.04.57 (prospetto Medicon DieBlauen laminotomi smont c manico)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	20cm 4mm 40°	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Manico	ELASTOSIL LR3003 (Silikonkautschuk)		