






Scheda tecnica REF 57.28.23A

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|---|--|-------------------------|
| Codice | 57.28.23A | Kerrison DieBlauen rongeur in alto pedana stretta 18cm 3mm 40° | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 35541 | GTIN | 04046826460501 |
| Classe di rischio | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 13-231 |
| Classe | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R003;06;ai;5X |
| Peso netto (kg) | 0,163 | Istruzioni d'uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK20-2 |
| Codice CND | | | |
| N° di repertorio | | | |
|   | | | |
| Medicon media | 451.04.57 (prospetto Medicon DieBlauen laminotomi smont c manico) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|  | | | |
| Misura | 18cm 3mm 40° | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo Vite Manico | 1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10) ELASTOSIL LR3003 (Silikonkautschuk) | | |