






## Scheda tecnica REF 57.28.32A

20.02.2026

| Dati generali   |   |  |                         |
|---|---|--|-------------------------|
| Codice  | 57.28.32A   | Kerrison DieBlauen rongeur in alto pedana stretta 20cm 2mm 40° |                         |
| Unità   | pz.   | Numero doganale  | 90189084                |
| GMDN  | 35541   | GTIN   | 04046826460556          |
| Classe di rischio   | 1r (EU MDR)   | UMDNS-Code   | 13-231                  |
| Classe  | 6 (EU MDR)  | Base UDI-DI  | 4046826;B;R003;06;ai;5X |
| Peso netto (kg)   | 0,173   | Istruzioni d'uso   | GATDR00X                |
| Latex free  | si  | Istruzioni per la preparazione                                 | MPK20-2                 |
| Codice CND  |   |  |                         |
| N° di repertorio  |   |  |                         |
|   |   |  |                         |
| Medicon media   | 451.04.57 (prospetto Medicon DieBlauen laminotomi smont c manico)               |  |                         |
| Immagine completa   |   | Immagine dettagliata   |                         |
|    |   |  |                         |
| Misura  | 20cm 2mm 40°  | Rivestimento   |                         |
| Condizioni di conservazione   |   |  |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |   |  |                         |
| Materiali   |   |  |                         |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN)   |  |                         |
| Corpo<br>Vite<br>Manico   | 1.4021 (X20Cr13)<br>1.4301 (X5CrNi18-10)<br>ELASTOSIL LR3003 (Silikonkautschuk) |  |                         |