






## Scheda tecnica REF 57.28.35

20.02.2026

| Dati generali   |   |   |                         |
|---|---|---|-------------------------|
| Codice  | 57.28.35  | Kerrison DieBlauen rongeur in alto pedana stretta verso l'alto 20cm 5mm 40° |                         |
| Unità   | pz.   | Numero doganale   | 90189084                |
| GMDN  | 35541   | GTIN  | 04046826404352          |
| Classe di rischio   | 1r (EU MDR)   | UMDNS-Code  | 13-231                  |
| Classe  | 6 (EU MDR)  | Base UDI-DI   | 4046826;B;R003;06;ai;5X |
| Peso netto (kg)   | 0,180   | Istruzioni d'uso  | GATDR00X                |
| Latex free  | si  | Istruzioni per la preparazione  | MPK20-2                 |
| Codice CND  | L0999   |   |                         |
| N° di repertorio  | 419988  |   |                         |
|   |   |   |                         |
| Medicon media   | 450.00.37 (catalogo ORL )<br>450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica)<br>450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale)<br>451.04.57 (prospetto Medicon DieBlauen laminotomi smont c manico) |   |                         |
| Immagine completa   |   | Immagine dettagliata  |                         |
|   |   |   |                         |
| Misura  | 20cm 5mm 40°  | Rivestimento  |                         |
| Condizioni di conservazione   |   |   |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |   |   |                         |
| Materiali   |   |   |                         |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN)   |   |                         |
| Corpo   | 1.4021 (X20Cr13)  |   |                         |
| Vite  | 1.4301 (X5CrNi18-10)  |   |                         |
| Manico  | ELASTOSIL LR3003 (Silikonkautschuk)   |   |                         |