



## Scheda tecnica REF 57.28.51

20.02.2026

Dati generali			
Codice	57.28.51	Kerrison DieBlauen rongeur in alto pedana stretta verso l'alto 18cm 1mm 40° MC	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826404437
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-231
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso netto (kg)	0,161	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK20-2
Codice CND	L0999		
N° di repertorio	419962		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL ) 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) 451.04.57 (prospetto Medicon DieBlauen laminotomi smont c manico)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	18cm 1mm 40°	Rivestimento	Strato PVD artificiale di nitruro di titanio alluminio, ad es. forbici Magic Cut
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Manico	ELASTOSIL LR3003 (Silikonkautschuk)		