






Scheda tecnica REF 57.28.64A

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|---|--|--|
| Codice | 57.28.64A | Kerrison DieBlauen in alto stretto pedana20cm 4mm 40° MC | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 35541 | GTIN | 04046826460754 |
| Classe di rischio | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 13-231 |
| Classe | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R003;06;ai;5X |
| Peso netto (kg) | 0,179 | Istruzioni d'uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK20-2 |
| Codice CND | | | |
| N° di repertorio | | | |
|   | | | |
| Medicon media | 451.04.57 (prospetto Medicon DieBlauen laminotomi smont c manico) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|  | | | |
| Misura | 20cm 4mm 40° | Rivestimento | Strato PVD artificiale di nitruro di titanio alluminio, ad es. forbici Magic Cut |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Vite | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |
| Manico | ELASTOSIL LR3003 (Silikonkautschuk) | | |