





Scheda tecnica REF 57.28.81

20.02.2026

Dati generali			
Codice	57.28.81	Kerrison DieBlauen rongeur baionetta in alto pedana stretta verso l'alto 17cm 1mm 40° MC	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826474126
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-231
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso netto (kg)	0,000	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK20-1
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	17cm 1mm 40°	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Manico	ELASTOSIL LR3003 (Silikonkautschuk)		