



## Scheda tecnica REF 57.28.96

20.02.2026

| Dati generali  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Codice   | 57.28.96   | Kerrison DieBlauen rongeur baionetta in alto pedana stretta verso l'alto 12cm 6mm 40° MC |  |
| Unità  | pz.  | Numero doganale  | 90189084   |
| GMDN   | 35541  | GTIN   | 04046826417635   |
| Classe di rischio  | 1r (EU MDR)  | UMDNS-Code   | 13-231   |
| Classe   | 6 (EU MDR)   | Base UDI-DI  | 4046826;B;R003;06;ai;5X  |
| Peso netto (kg)  | 0,190  | Istruzioni d'uso   | GATDR00X   |
| Latex free   | si   | Istruzioni per la preparazione   | MPK20-2  |
| Codice CND   | L0999  |  |  |
| N° di repertorio   | 420028   |  |  |
|        |  |  |  |
| Medicon media  | 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica)<br>450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale)<br>451.04.57 (prospetto Medicon DieBlauen laminotomi smont c manico) |  |  |
| Immagine completa  |  | Immagine dettagliata   |  |
|   |  |  |  |
| Misura   | 12cm 6mm 40°   | Rivestimento   | Strato PVD artificiale di nitruro di titanio alluminio, ad es. forbici Magic Cut |
| Condizioni di conservazione  |  |  |  |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione  |  |  |  |
| Materiali  |  |  |  |
|  | N° di materiale (Denominazione DIN)  |  |  |
| Corpo  | 1.4021 (X20Cr13)   |  |  |
| Vite   | 1.4301 (X5CrNi18-10)   |  |  |
| Manico   | ELASTOSIL LR3003 (Silikonkautschuk)  |  |  |