





## Scheda tecnica REF 57.29.63

20.02.2026

Dati generali			
Codice	57.29.63	Kerrison DieBlauen rongeur in alto pedana stretta verso l'alto 23cm 3mm 40° MC	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826463878
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-231
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso netto (kg)	0,174	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK20-2
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	451.04.57 (prospetto Medicon DieBlauen laminotomi smont c manico)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	23cm 3mm 40°	Rivestimento	Strato PVD artificiale di nitrato di titanio alluminio, ad es. forbici Magic Cut
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Manico	ELASTOSIL LR3003 (Silikonkautschuk)		