





## Scheda tecnica REF 57.30.82

20.02.2026

| Dati generali   |  |   |                         |
|---|--|---|-------------------------|
| Codice  | 57.30.82   | Kerrison DieBlauen rongeur piegata verso l'alto 20 cm 2mm 40° |                         |
| Unità   | pz.  | Numero doganale   | 90189084                |
| GMDN  | 35541  | GTIN  | 04046826486143          |
| Classe di rischio   | 1r (EU MDR)  | UMDNS-Code  | 13-231                  |
| Classe  | 6 (EU MDR)   | Base UDI-DI   | 4046826;B;R003;05;ai;5L |
| Peso netto (kg)   | 0,000  | Istruzioni d'uso  | GATDR00X                |
| Latex free  | si   | Istruzioni per la preparazione                                | MPK20-2                 |
| Codice CND  |  |   |                         |
| N° di repertorio  |  |   |                         |
|   |  |   |                         |
| Medicon media   | 453.29.01_DEU_ENG (Medicon DieBLAUEN Undercutter tedesco / inglese Opuscolo) |   |                         |
| Immagine completa   |  | Immagine dettagliata  |                         |
|   |  |   |                         |
| Misura  | 20 cm 2mm 40°  | Rivestimento  |                         |
| Condizioni di conservazione   |  |   |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |  |   |                         |
| Materiali   |  |   |                         |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN)  |   |                         |
| Corpo   | 1.4021 (X20Cr13)   |   |                         |