





## Scheda tecnica REF 57.30.83

20.02.2026

Dati generali			
Codice	57.30.83	Kerrison DieBlauen rongeur piegata verso l'alto 20 cm 3mm 40°	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826485986
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-231
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;05;ai;5L
Peso netto (kg)	0,000	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK20-2
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	453.29.01_DEU_ENG (Medicon DieBLAUEN Undercutter tedesco / inglese Opuscolo)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	20 cm 3mm 40°	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		