







Scheda tecnica REF 57.37.03

20.02.2026

Dati generali			
Codice	57.37.03	Cushing pinza per laminectomia retto18cm 2x10mm MC DieBlauen.2	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826449421
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-669
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso netto (kg)	0,104	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK20-2
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	451.04.58 (Medicon DieBLAUEN.2 pinze p lamin smont c manico silicone)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	18cm 2x10mm	Rivestimento	Strato PVD artificiale di nitruro di titanio alluminio, ad es. forbici Magic Cut
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Manico	ELASTOSIL LR3003 (Silikonkautschuk)		