







Scheda tecnica REF 57.37.04

20.02.2026

Dati generali			
Codice	57.37.04	Cushing DieBlauen pinza per laminectomia angolata verso l'alto 18cm 2x10mm 30° MC	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826449438
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-669
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso netto (kg)	0,094	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK20-2
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	451.04.58 (Medicon DieBLAUEN.2 pinze p lamin smont c manico silicone)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	18cm 2x10mm 30°	Rivestimento	Strato PVD artificiale di nitruro di titanio alluminio, ad es. forbici Magic Cut
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Manico	ELASTOSIL LR3003 (Silikonkautschuk)		