






Scheda tecnica REF 57.37.55

20.02.2026

Dati generali			
Codice	57.37.55	Caspar DieBlauen pinza per laminectomia fenestrata dentato 15.5cm 2x12mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826449629
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-669
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso netto (kg)	0,052	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK20-2
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	451.04.58 (Medicon DieBLAUEN.2 pinze p lamin smont c manico silicone)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	15.5cm 2x12mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Manico	ELASTOSIL LR3003 (Silikonkautschuk)		