






## Scheda tecnica REF 57.39.07

20.02.2026

Dati generali			
Codice	57.39.07	Cone ago 1.4x90mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826083670
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-561
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Peso netto (kg)	0,010	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	1.4x90mm	Rivestimento	Strato di cromo applicato galvanicamente sulla superficie
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Vite	2.0401 (CuZn39Pb3)		
Altro	1.4310 (X10CrNi18-8)		