





Scheda tecnica REF 57.39.52

20.02.2026

Dati generali			
Codice	57.39.52	tube aspir e irrigazione 18cm fig 2	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826083748
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-206
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,018	Istruzioni d'uso	G098395
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	A06010103		
N° di repertorio	420297		
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	18cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Manico	1.4305 (X8CrNiS18-9)		