





Scheda tecnica REF 57.45.01

20.02.2026

Dati generali			
Codice	57.45.01	fissaggio tavolo Ø 25mm 38cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826083793
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-253
Classe	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	1,500	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01
Codice CND	L03140101		
N° di repertorio	184375		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 453.32.00 (FlexiTrac - Sistema di divaricazione addominale Opuscolo)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	Ø 25mm 38cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Altro	1.4301 (X5CrNi18-10)		