





## Scheda tecnica REF 57.45.09

20.02.2026

Dati generali			
Codice	57.45.09	montaggio valve inclinabile	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826083861
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-253
Classe	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,110	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01
Codice CND	L03140101		
N° di repertorio	184382		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 453.32.00 (FlexiTrac - Sistema di divaricazione addominale Opuscolo)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
<b>Corpo</b>	1.4542 (X5CrNiCuNb16-4)		