





Scheda tecnica REF 57.45.18

20.02.2026

Dati generali			
Codice	57.45.18	Meyering retrattore medium85x25mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826083922
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-385
Classe	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,040	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01
Codice CND	L03140101		
N° di repertorio	184388		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 453.32.00 (FlexiTrac - Sistema di divaricazione addominale Opuscolo)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	85x25mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		