







## Scheda tecnica REF 57.49.24

20.02.2026

Dati generali			
Codice	57.49.24	ago per legatura retto3mm 19cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32864	GTIN	04046826084738
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-234
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Peso netto (kg)	0,035	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L031309		
N° di repertorio	186993		
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	3mm 19cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		