





## Scheda tecnica REF 57.56.43

20.02.2026

Dati generali			
Codice	57.56.43	Cloward valva dentato50x15/23mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826086022
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-390
Classe	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,017	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01
Codice CND	L03140101		
N° di repertorio	183629		
			
Medicon media	450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	50x15/23mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Altro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		