



Scheda tecnica REF 57.57.71

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|--|---|--------------------------------|----------------|
| Codice | 57.57.71 | valva 3 denti90x24x50mm Ti | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 45182 | GTIN | 04046826086749 |
| Classe di rischio | 2a (EU MDD) | UMDNS-Code | 13-390 |
| Classe | 7 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso netto (kg) | 0,010 | Istruzioni d'uso | |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK01 |
| Codice CND | L03140101 | | |
| N° di repertorio | 183711 | | |
|  | | | |
| Medicon media | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) 451.04.03 (prospetto Spread-iT sistema divaricat p colonna) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|   | | | |
| Misura | 90x24x50mm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 3.7035 (ASTM_Grade_2) | | |