






Scheda tecnica REF 57.59.41

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|---|--------------------------------|--------------------|
| Codice | 57.59.41 | tenaglia per Leyla porta lama | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 45182 | GTIN | 04046826087289 |
| Classe di rischio | 1 (EU MDR) | UMDNS-Code | 10-172 |
| Classe | 1 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N004;04;XN |
| Peso netto (kg) | 1,091 | Istruzioni d'uso | GATDN00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | |
| Codice CND | L110599 | | |
| N° di repertorio | 368691 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|  | | | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |