




## Scheda tecnica REF 57.59.61

20.02.2026

| Dati generali   |  |   |                |
|---|--|---|----------------|
| Codice  | 57.59.61   | valva mediale per divaricatore Caspar55x20mm Ti |                |
| Unità   | pz.  | Numero doganale                                 | 90189084       |
| GMDN  | 45182  | GTIN  | 04046826087432 |
| Classe di rischio   | 2a (EU MDD)  | UMDNS-Code                                      | 13-390         |
| Classe  | 7 (EU MDD)   | Base UDI-DI                                     |                |
| Peso netto (kg)   | 0,015  | Istruzioni d'uso                                |                |
| Latex free  | si   | Istruzioni per la preparazione                  | MPK01          |
| Codice CND  | L03140101  |   |                |
| N° di repertorio  | 183777   |   |                |
|    |  |   |                |
| Medicon media   | 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) |   |                |
| Immagine completa   |  | Immagine dettagliata                            |                |
|  |  |   |                |
| Misura  | 55x20mm  | Rivestimento                                    |                |
| Condizioni di conservazione   |  |   |                |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                         |  |   |                |
| Materiali   |  |   |                |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN)                              |   |                |
| Corpo   | 3.7035 (ASTM_Grade_2)  |   |                |