



Scheda tecnica REF 57.59.80

20.02.2026

Dati generali			
Codice	57.59.80	valva laterale45x23mm PEEK	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826087609
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-390
Classe	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,100	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01
Codice CND	L03140101		
N° di repertorio	183795		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) 451.04.03 (prospetto Spread-iT sistema divaricat p colonna) 451.04.46 (prospetto retract sist divaricat mat plastica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	45x23mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	PEEK (Polyetheretherketon)		