



Scheda tecnica REF 57.59.93

20.02.2026

Dati generali			
Codice	57.59.93	valva laterale per divaricatore Caspar40x20mm Ti	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826087739
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-390
Classe	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,015	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01
Codice CND	L03140101		
N° di repertorio	183808		
			
Medicon media	450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	40x20mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7035 (ASTM_Grade_2)		