



## Scheda tecnica REF 57.59.96

20.02.2026

| Dati generali   |  |  |                |
|---|--|--|----------------|
| Codice  | 57.59.96   | valva laterale per divaricatore Caspar55x20mm Ti |                |
| Unità   | pz.  | Numero doganale                                  | 90189084       |
| GMDN  | 45182  | GTIN   | 04046826087760 |
| Classe di rischio   | 2a (EU MDD)  | UMDNS-Code                                       | 13-390         |
| Classe  | 7 (EU MDD)   | Base UDI-DI                                      |                |
| Peso netto (kg)   | 0,015  | Istruzioni d'uso                                 |                |
| Latex free  | si   | Istruzioni per la preparazione                   | MPK01          |
| Codice CND  | L03140101  |  |                |
| N° di repertorio  | 183811   |  |                |
|    |  |  |                |
| Medicon media   | 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) |  |                |
| Immagine completa   |  | Immagine dettagliata                             |                |
|  |  |  |                |
| Misura  | 55x20mm  | Rivestimento                                     |                |
| Condizioni di conservazione   |  |  |                |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                         |  |  |                |
| Materiali   |  |  |                |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN)                              |  |                |
| Corpo   | 3.7035 (ASTM_Grade_2)  |  |                |