




Scheda tecnica REF 57.62.91

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|
| Codice | 57.62.91 | Piccolino laterale valva stretto5x7mm 45mm HM | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 45182 | GTIN | 04046826465728 |
| Classe di rischio | 2a (EU MDD) | UMDNS-Code | 13-390 |
| Classe | 7 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso netto (kg) | 0,004 | Istruzioni d'uso | G575752 |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK01 |
| Codice CND | | | |
| N° di repertorio | | | |
|  | | | |
| Medicon media | | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
| | | | |
| Misura | 5x7mm 45mm | Rivestimento | Strato di ossido artificiale (colori di interferenza) sulla superficie dei prodotti in alluminio |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 3.3206 (AlMgSi0,5) | | |