






Scheda tecnica REF 57.64.06

20.02.2026

Dati generali			
Codice	57.64.06	Gigli impugnatura ad anello per sega filo P/2	
Unità	cf./2	Numero doganale	90189084
GMDN	44987	GTIN	04046826088002
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-931
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso netto (kg)	0,028	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L0107		
N° di repertorio	300862		
 			
Medicon media	450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		