





Scheda tecnica REF 57.70.02

20.02.2026

Dati generali			
Codice	57.70.02	Sørensen testiera solo 340x200mm p adulti	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35446	GTIN	04046826372064
Classe di rischio	1 (EU MDD)	UMDNS-Code	11-958
Classe	1 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	1,350	Istruzioni d'uso	G577000
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01
Codice CND	Y090699		
N° di repertorio	243498		
			
Medicon media	450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 451.02.16 (prospetto fissazione cranica FIXIT)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	340x200mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.3535 (AIMG3)		