



Scheda tecnica REF 57.70.18

20.02.2026

Dati generali			
Codice	57.70.18	sedia di doppia spiga stand p adulti c chiusura veloce	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35446	GTIN	04046826377175
Classe di rischio	1 (EU MDD)	UMDNS-Code	11-958
Classe	1 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,024	Istruzioni d'uso	G051570
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01
Codice CND	Y090699		
N° di repertorio	243492		
			
Medicon media	450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 451.02.16 (prospetto fissazione cranica FIXIT)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.3535 (AIMG3)		