




Scheda tecnica REF 57.70.38

20.02.2026

Dati generali			
Codice	57.70.38	asta cpl p manico a pistola p 57.70.00/02	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35446	GTIN	04046826378998
Classe di rischio	1 (EU MDD)	UMDNS-Code	11-958
Classe	1 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,209	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01
Codice CND	Y090699		
N° di repertorio	243503		
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Condizioni di conservazione Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		