








Scheda tecnica REF 57.85.10

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|--|---|--------------------------------|-------------------------|
| Codice | 57.85.10 | Yasargil uncino da galea31cm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 46768 | GTIN | 04046826088293 |
| Classe di rischio | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 12-029 |
| Classe | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Peso netto (kg) | 0,022 | Istruzioni d'uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK03-1 |
| Codice CND | L110502 | | |
| N° di repertorio | 192877 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|    | | | |
| Misura | 31cm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Altro | 1.4021 (X20Cr13) | | |