







Scheda tecnica REF 58.20.70

20.02.2026

Dati generali			
Codice	58.20.70	forbici baionetta retto20cm micro	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	13496	GTIN	04046826088514
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-496
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso netto (kg)	0,068	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L01040401		
N° di repertorio	276832		
 			
Medicon media	450.00.53 (catalogo cardio) 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	20cm	Rivestimento	Durante l'anodizzazione si crea uno strato di metallo duro su componenti in alluminio mediante arricchimento con titanio
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Manico	3.3215 (AlSi1MgMn)		
Altro	1.4310 (X10CrNi18-8)		