





Scheda tecnica REF 58.24.18

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|---|---|----------------|
| Codice | 58.24.18 | cannula d'aspirazione conico malleabile a forma di lacrima Ø 2.5mm 12cm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 38749 | GTIN | 04046826088613 |
| Classe di rischio | 2a (EU MDD) | UMDNS-Code | 10-566 |
| Classe | 6 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso netto (kg) | 0,025 | Istruzioni d'uso | G098395 |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK03-1 |
| Codice CND | L030101 | | |
| N° di repertorio | 219967 | | |
|  | | | |
| Medicon media | 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|  | | | |
| Misura | Ø 2.5mm 12cm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |
| Manico | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |
| Altro | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |