





## Scheda tecnica REF 58.24.26

20.02.2026

Dati generali			
Codice	58.24.26	cannula d'aspirazione conico malleabile a forma di lacrima Ø 4.0mm 15cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826088699
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-566
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,030	Istruzioni d'uso	G098395
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03-1
Codice CND	L030101		
N° di repertorio	219975		
			
Medicon media	450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	Ø 4.0mm 15cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Manico	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Altro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		