



Scheda tecnica REF 58.30.16

20.02.2026

Dati generali			
Codice	58.30.16	Yasargil periostotomo angolata verso il basso 18.5cm 4.0mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35559	GTIN	04046826088736
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-084
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;03;ai;4W
Peso netto (kg)	0,013	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01-1
Codice CND	L090401		
N° di repertorio	472513		
 			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.46 (catalogo sinoscopia) 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	18.5cm 4.0mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		