







## Scheda tecnica REF 58.30.24

20.02.2026

Dati generali			
Codice	58.30.24	dilatatore vascolare Ø 1.0mm 12.5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	11268	GTIN	04046826088798
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-268
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;01;aj;4W
Peso netto (kg)	0,035	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L070802		
N° di repertorio	221340		
 			
Medicon media	450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	Ø 1.0mm 12.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		