



Scheda tecnica REF 58.30.65

20.02.2026

Dati generali			
Codice	58.30.65	Yasargil Guida alla sutura angolata verso il basso 18.5cm 90°	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32864	GTIN	04046826088927
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-336
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Peso netto (kg)	0,052	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L031309		
N° di repertorio	419218		
 			
Medicon media	450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	18.5cm 90°	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		