






Scheda tecnica REF 58.31.93

20.02.2026

Dati generali			
Codice	58.31.93	Yasargil clip standard pinze di applicazione ruotabile Luer-Lock 11cm Ti	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32591	GTIN	04046826089009
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-904
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;01;ak;5L
Peso netto (kg)	0,038	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK08-1
Codice CND	L070801018001		
N° di repertorio	419193		
 			
Medicon media	450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	11cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Altro	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		