






Scheda tecnica REF 58.33.25

20.02.2026

Dati generali			
Codice	58.33.25	Caspar dissettoire baionetta2.0mm 23cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	11290	GTIN	04046826089450
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-218
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;04;aj;5X
Peso netto (kg)	0,028	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03-1
Codice CND	L0315		
N° di repertorio	247755		
 			
Medicon media	450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	2.0mm 23cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		